



DNA产物纯化试剂盒 DNA Purification Kit

产品编号: C6204

保存条件: 室温干燥可保存一年,4℃保存可更长时间。
.

产品介绍:产品简介

胶回收试剂盒利用硅基质材料在高盐缓冲系统对 DNA 高效、专一吸附的原理,配备自主研发的膜结合液(又称溶胶液)和高性能的硅胶膜离心吸附柱,可在 15 分钟内清除凝胶、核酸染料及其他杂质,高效回收 DNA 片段。本试剂盒配套的膜结合液和离心吸附柱的最大吸附量为 20μg,对 100-10000 bp 线性双链 DNA 片段的回收效率可高达 50-90%,也可用于单链 DNA 片段和质粒 DNA 的纯化。因回收率受 DNA 片段大小、浓度等因素的综合影响,故应尽量加大电泳的 DNA 片段浓度,以提高回收率。回收后的 DNA 片段可以直接用于酶切、连接、测序、标记、杂交和体外转录等多种分子生物学实验。

回收效率

50 bp 回收效率: 30~50% 100-200 bp 回收效率: 50~70% 200-5000 bp 回收效率: 70~90% 5 kb-10 kb 回收效率: 50~70%

产品组份

膜结合液 (MB): 25ml (50T)

膜漂洗液 (MW): 15ml (50T) 初次使用前请按瓶标说明加入无水乙醇混匀

洗脱缓冲液(EB): 10ml (50T)

离心吸附柱及收集管: 50 (50T) 室温密闭干燥保存

实验准备

用户需自行准备的材料:无水乙醇,异丙醇,台式离心机。 初次使用本试剂盒,请按瓶标说明向膜漂洗液 (MW)中加入相应体积的无水乙醇 (用户自备),并在试剂瓶上做标记。

操作步骤

1. DNA 结合:按每 1 μ l DNA 样品加入 1 μ l 膜结合液(MB)的比例(1:1)加入膜结合液,混匀后转移到插入收集管的离心吸附柱内,室温静置 1 分钟,室温

下≥12,000 x g 离心 1 分钟,弃除收集管中的废液,将离心吸附柱重新插回收集管中。 离心吸附柱的最大吸附量为 20 μg,每次最多可离心 950 μl 溶液,如溶液体积大于 950 μl,可分批转移到同一吸附柱内,分次离心;若样品体积低于 50μl,可用灭菌蒸 馏水或洗脱缓冲液(EB)补足至 50 μl,再加入 50 μl 的膜结合液(MB)。为增加 小片段的回收效率,当回收的 DNA 片段小于 300 bp 时,或大于 3000bp 时,可加入 1: 1 体积的异丙醇。

- 2. 清洗: 加入 700 μl 膜漂洗液 (MW,请确认已加入无水乙醇)于离心吸附柱中,室温下≥12,000 x g 离心 30 秒,弃除收集管中的废液,将离心吸附柱重新插回收集管中。
- 3. 再次清洗: 加入 500 μl 膜漂洗液 (MW) 于离心吸附柱中,重复离心一次。弃除废液后,将离心吸附柱去盖再次离心 1 分钟,彻底去除残余漂洗液。
- 4. 洗脱:小心取出离心吸附柱,将其套入一个新的 1.5 ml 灭菌离心管中。向硅胶吸附膜的中央加入 30 μl 洗脱缓冲液 (EB),室温静置 1 分钟后,≥12,000 xg 离心 1 分钟收集纯化的 DNA 片段。为提高回收片段浓度,离心收集后可将洗脱后的溶液再次加入离心吸附柱中重复洗脱一次,可提高约 20%的产量;如必须使用无菌去离子水洗脱,需注意其 pH 值是否接近中性,否则应使用 NaOH 溶液将 pH 值调节至7.0-8.5 之间。
- 5. 储存:弃除离心吸附柱,获得的DNA片段可直接用于后续反应或于-20℃长期保存。