**\** 400-901-9800

sales@bioss.com.cn

support@bioss.com.cn

# 脂褐素染色液(醛品红法)

# Lipofuscin stain kit (aldehyde fuchsin method)

货号: S0185

规格: 3×50ml

#### 保存条件:

4℃避光保存,有效期3个月。

#### 产品简介:

脂褐素是具有颗粒状的褐黄色色素,由含有脂肪的残存物和溶酶体消化物组成,被认为是由脂质和脂蛋白氧化产生的。脂褐素氧化过程是缓慢的、逐步发生的,因此色素会呈现出不同的染色反应、不同的颜色,形状和大小也变化不一。因此应建议应用多种不同的技术来验证色素是脂褐质。常用的方法有 PAS 法、Schmorl 高铁-铁氰化物还原法、Long Ziehl-Neelsen 法、Gomori 醛复红法、Masson-Fontana 银法等。脂褐素可见于肝脏、肾脏、心肌、肾上腺、神经细胞与神经节细胞等,多分布在细胞核周围。

本产品仅用于科研领域,不用于临床诊断。

#### 产品组成:

7 HH2II/X-			
规格 名称		3×50ml	Storage
S0185 (A): 酸性氧化液	A1: 酸性氧化液 A	25ml	RT 避光
(* y)* px   ± + v   5/px	A2: 酸性氧化液 B	25ml	RT
临用前,按酸性氧化液 A、B 等量混合,即为酸性氧化液。			
S0185 (B): 漂白液		50ml	RT
S0185 (C): 醛品红染色液		50ml	4℃ 避光

#### 使用方法:

- 1. 组织石蜡切片常规脱蜡至水。
- 2. 入酸性氧化液处理 5min。蒸馏水清洗干净。
- 3. 入漂白液漂白切片 2min。蒸馏水清洗干净。
- 4. 70%乙醇清洗 2 次, 每次 30S 左右。
- 5. 入醛品红染色液加盖浸染 5-10min, 如果染色效果不佳或染色液陈旧, 需要延长染色时间。
- 6. 70%乙醇冲洗,蒸馏水冲洗3次。
- 7. 常规脱水,透明,封片。

## 染色结果:

脂褐素	紫红色	
弹力蛋白	紫红色	

## 注意事项:

- 1. 恒温控制的水浴条件下进行染色,可以得到更可靠的结果。
- 2. 亦可用于胰腺和脑垂体的β细胞、弹力蛋白、硫酸黏蛋白、胃主细胞等染色。
- 3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。