

土壤脲酶(S-UE)活性检测试剂盒

Soil Urease Assay Kit

可见分光光度法

货号: AK174

规格: 50T/24S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
AK174-A		甲苯 (自备)
AK174-B	15 ml×1 瓶	4℃保存
AK174-C	60mL×1 瓶	4℃保存
AK174-D(A)	2mL×1 瓶	4℃保存; 临用前将 A 液:B 液:蒸馏水按体积比 1:1:3 混合待用; 用多少配多少
AK174-D(B)	2mL×1 瓶	
AK174-E	5mL×1 瓶	4℃保存
AK174-标准品 (240μg/mL)	5mL×1 瓶	4℃保存

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介:

意义: 土壤脲酶 (Solid-Urease, S-UE) 能够水解尿素, 产生氨和碳酸。土壤脲酶活性与土壤的微生物数量、有机物质含量、全氮和速效氮含量呈正相关。土壤脲酶活性反应了土壤的氮素状况。

原理: 利用靛酚蓝比色法测定脲酶水解尿素产生的 $\text{NH}_3\text{-N}$, 生成的蓝色靛酚和氨的浓度成正比。

自备用品:

可见分光光度计、水浴锅、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰、甲苯和蒸馏水。

测定步骤:

1. 培养

试剂名称	测定管 (ul)	对照管 (ul)
风干土样(g)	0.2g	0.2g
AK174-A	100	100
振荡混匀, 使土样全部湿润, 室温放置 15min		
AK174-B	500	
蒸馏水		500
AK174-C	1000	1000
混匀, 放入 37℃水浴培养 24h 后, 10000g 常温离心 10min, 取上清液。		

- 将培养结束的上清液稀释 10 倍 (取 0.1mL 上清液, 加入 0.9mL 蒸馏水), 若吸光值仍大于 1 继续稀释。
- 标准品的准备: 吸取适量的标准溶液, 用蒸馏水稀释至 20、15、10、5、2.5、1、0μg/mL。
- 测氨量, 分光光度计预热 30 min, 调节波长到 578nm, 蒸馏水调零, 在 EP 管中加入下列试剂:

试剂名称	测定管 (ul)	对照管 (ul)	标准管(ul)
稀释后的上清液或标准品	400	400	400
AK174-D	80	80	80
AK174-E	60	60	60
充分混匀, 室温放置 20min			

蒸馏水	460	460	460
混匀， 578nm 处蒸馏水调零，测 A 值， $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。 注意：每个测定管设一个对照管。			

脲酶活力计算公式：

标准曲线的建立：根据标准管的浓度（x）和吸光度（y，减去浓度为 0 的空白管），做标准曲线；根据标准曲线，将 ΔA （y）带入公式计算测定中样本的浓度（ $\mu\text{g/mL}$ ）x 值。

单位的定义：每天每 g 土样中产生 $1\mu\text{g NH}_3\text{-N}$ 定义为一个酶活力单位。

脲酶活力 (U/g 土样) = $x \times 10 \times V_{\text{反总}} \div W \div T = 80 \times x$

注：10：稀释倍数；T：反应时间，1d；V 反总：反应体系总体积：1.6mL；W：样本质量，0.2g。