
快速转膜液

Fast semi-dry transfer buffer

产品编号: C5046

保存条件: 室温保存, 有效期24个月。

产品介绍: **产品简介:**

蛋白质电泳和蛋白质转印迹实验是许多研究实验室常用的技术, 传统湿式转印方法需要消耗大量时间, 通常需要一个半小时以上。Bioss自主研发高效快速转膜液(快速转移缓冲液)是经过反复优化的高离子强度配方, 用于蛋白质电泳和蛋白质印迹实验, 可在短时间内将10-300kDa蛋白质从聚丙烯酰胺凝胶(SDS-PAGE)快速半干转移到硝化纤维素或PVDF膜上。大大节省了实验人员宝贵的时间成本。

产品优势:

1. 与兼容的快速半干转印迹系统一起使用时, 快速转膜液可在5-10分钟内实现将蛋白质从凝胶到膜的转移, 其效率相当于或优于传统的Western blotting转膜技术。
2. 本产品为1X溶液的即用型解决方案, 在室温下长期稳定且可随时使用。
3. 转膜条件: 1.3 安培 (设置25伏特电压上限), 5~15 min (根据蛋白大小决定)。
4. 与配备适当大电流电源的其他半干式转移装置兼容。
5. 经济、实用、卓越的性能, 无需其他特殊或昂贵耗材。