
冰冻切片抗原修复液 Antigen Retrieval Solution, 1× (for Frozen Sections)

产品编号: C2082

保存条件: Store at -20°C, 一年有效.

产品介绍: **产品简介:**

冰冻切片抗原修复液(Quick Antigen Retrieval Solution for Cell Sections)是一种特别适用于冰冻切片的快速抗原修复液, 只需室温孵育 5 分钟即可完成对冰冻切片样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。

使用方法:

1. 将冰冻切片用 PBS 洗涤 3 次, 每次 5min。
2. 将切片浸泡在抗原修复液中, 室温孵育 5min。
3. PBS 洗涤样本切片, 重复 3 次, 每次 5min。充分洗涤残留的 SDS, 以免造成抗体失去活性。
4. 封闭液封闭切片。
5. 随后即可进行一抗孵育等后续的免疫染色步骤。