

## 蛋白酶 K 缓冲液(10×)

## Proteinase K buffer (10x)

货号: C5070

规格: 100ml

### 储存条件:

室温保存, 有效期 12 个月。

### 简介:

蛋白酶 K 缓冲液(10×)由 Tris-HCl 缓冲液(pH8.3)、氯化钾、氯化镁等组成, 蛋白酶 K 反应时使用该反应缓冲液。

本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断。

### 使用方法:

1. 按实验具体要求操作。
2. 蛋白酶 K 的一般工作浓度是 50-100μg/ml。
3. 在较广的 pH 范围内 (pH 4-12.5) 均有活性。pH 8.0 有最适活性。在 pH 范围 6.5-9.5 之间可有几小时的完全活性。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。