

## 青霉素-链霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×三抗)

### Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Mixed Solution (100 x)

货号： C7017

规格： 100ml

**保存条件：**

-20℃避光保存，有效期 12 个月。

**简介：**

细胞培养基中有时加入适量浓度的抗生素，可以有效防止微生物的污染。目前，最常采用的抗生素为青霉素-链霉素混合溶液(100×双抗)。青霉素-链霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×三抗)中青霉素的含量 10kU/ml，链霉素的含量 10mg/ml，两性霉素 B 的含量 25μg/ml。该溶液用 0.9%NaCl 或 PBS 配制，在细胞培养液中推荐的青霉素工作浓度为 100U/ml，链霉素工作浓度为 0.1mg/ml，两性霉素 B 工作浓度为 0.25μg/ml，即按照 100 倍稀释使用即可。

**使用方法：**

1. 根据实验具体要求操作。

**注意事项：**

1. 注意无菌操作，避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。