

Western 转移缓冲液(10×) Western transfer buffer (10 x)

货号：C5058

规格：500ml

储存条件：

室温保存，有效期 12 个月。

简介：

转移缓冲液 (10×) 又称蛋白印迹转移缓冲液、转膜缓冲液、Western 转膜液，适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到 PVDF 膜或硝酸纤维素(NC)膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。本产品主要成分为 Tris、甘氨酸等，不含甲醇。适用于 Western 时湿法电转膜，该试剂为 10×浓缩液，稀释后使用（若有析出可稍加热溶解后再稀释）。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用方法：

1. 按实验具体要求操作。
2. 需要自备甲醇。
3. 工作液配制：转移缓冲液(10×)：甲醇：蒸馏水=1:2:7 的比例配制 1×转移工作液。

注意事项：

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。