
2,3-Diaminonaphthalene

产品编号: D50483

CAS: 771-97-1

保存条件: 2-8°C避光储存.

产品介绍: 基本信息: CAS: 771-97-1 分子式: C₁₀H₁₀N₂ 分子量: 158.2 MDL: MFCD00004116 纯度: ≥97% (HPLC), powder 溶解性: 溶于醇、醚、丙酮及稀酸, 难溶于水。 产品简介: 2,3-Diaminonaphthalene 是一种高选择性的比色和荧光试剂, 可用于硒检测, 也可用于亚硝酸盐的荧光测定。作为一氧化氮活性的一种指标。

PRODUCT SPECIFIC PUBLICATIONS

[IF=4.7] Yan Xiao. et al.Mechanical compression induces chondrocyte hypertrophy by regulating Runx2 O-GlcNAcylation during temporomandibular joint condyle degeneration.bone joint res.2025 Mar 10;14(3):209-222. IHC ; Rat . 40058403

[IF=4.3] Ying Yan. et al.Potential pro-tumour cytokine in oral squamous cellular carcinoma: IL37.journal of cellular and molecular medicine.2024 Nov;28(21):e70167. Staining ; Human . 39500733