
Pacific Blue, SE

产品编号: D-9803

CAS: 215868-33-0

分子式: $C_{14}H_7F_2NO_7$

溶解性: 溶于DMSO。

保存条件: -20℃避光保存。

产品介绍: PB琥珀酰亚胺酯 (Ocean Blue, SE) 是一种蓝色荧光染料, 可用于生成蓝色荧光生物偶联物, 最大激发/发射波长 ~410/455 nm, 其共轭物在中性pH下仍具有较强的荧光性, 由 405 nm 蓝色二极管 (紫色) 激光光谱线激发。