
Haptoglobin from pooled bovine plasma

产品编号: D10805

CAS: 9087-69-8

纯度: BR, 95%

MDL: MFCD00131259

来源: 牛血浆.

保存条件: -20℃ 保存。

产品介绍: 结合珠蛋白 (haptoglobin, HP) 又称触珠蛋白, 是一种分子量为85000的酸性糖蛋白, 广泛存在于人类和多种哺乳动物的血清及其他体液中。结合珠蛋白在血浆中与游离的血红蛋白结合, 是一种急性时相反应蛋白。