

磷酸盐缓冲液(1×PBS,无钙镁，无菌) (Gibco™)

PBS, pH 7.4 (Gibco™)

产品编号: C10010500BT

保存条件: 室温保存。

产品介绍: PBS (磷酸盐缓冲液) 是一种平衡盐溶液, 适用于各种细胞培养应用, 例如解离前清洗细胞、运输细胞或组织、稀释细胞进行计数和制备试剂。在细胞解离之前, 需采用配方中不含钙和镁的制剂从培养物中冲洗掉螯合剂。我们针对广泛的细胞培养应用, 提供了大量 PBS 制剂。使用培养基选择工具查找适合的配方。

此 PBS 的配制方式如下:

不含: 钙、镁离子、酚红

可提供完整配方。

cGMP 生产和质量体系

PBS 在位于英国苏格兰佩斯利、符合 cGMP 要求的工厂生产。该工厂是在 FDA 注册的医疗器械生产商, 且通过 ISO 13485 标准认证。为确保供应链的稳定, 我们同时提供由我们纽约格兰德岛工厂生产的等同 PBS 产品 (10010015)。该工厂也是 FDA 认证医疗器械生产商, 且通过 ISO 13485 标准认证。

产品规格参数

添加剂	不含丙酮酸钠
分类	无动物来源
颜色	清除
稀释	1X
产品规格	液体
产品线	Gibco™
产品类型	磷酸盐缓冲盐水 (PBS)
数量	500 mL
溶液类型	磷酸盐缓冲盐水
适用于 (应用)	解离前洗涤细胞; 稀释细胞进行计数和制备试剂; 运输细胞或组织
环保功能	绿色可持续包装
渗透压	280 - 315 mOsm/kg
pH	7.4
酚红指示剂	无酚红
无菌	无菌过滤
储存条件	15°C 至 30°C

运输条件	室温
------	----

产品图片

