

磷酸盐缓冲液(1×PBS,无钙镁， 无菌) (Gibco™) PBS, pH 7.2 (Gibco™)

产品编号: C20012500BT

保存条件: 室温保存。

产品介绍: 磷酸盐缓冲溶液 (PBS) 是一种平衡盐溶液，适用于各种细胞培养应用，例如解离前清洗细胞、运输细胞或组织样品、稀释细胞进行计数和制备试剂。细胞解离前，需采用配方不含钙和镁的 PBS 从培养物中冲洗掉螯合剂。

我们针对广泛的细胞培养应用，提供了大量 Gibco™ PBS 制剂。

此 PBS 的配制方式如下：

不含：钙、镁离子、酚红

产品规格参数：

添加剂	不含丙酮酸钠
分类	无动物来源
颜色	白色
稀释	1X
产品线	Gibco™
产品类型	磷酸盐缓冲盐水 (PBS)
数量	500 mL
溶液类型	磷酸盐缓冲盐水
适用于（应用）	哺乳动物细胞培养
环保功能	绿色可持续包装
渗透压	280 - 320 mOsm/kg
pH	7.2
酚红指示剂	无酚红
运输条件	室温
保存条件	室温
无菌	无菌过滤
形式	液体

产品图片

