
Digitonin

产品编号: D10814

CAS: 11024-24-1

分子式: $C_{56}H_{92}O_{29}$

纯度: BR, 50%

外观: 白色粉末

MDL: MFCD00077729

溶解性: 不溶于水、氯仿和醚, 溶于无水乙醇

保存条件: 2-8℃保存。

产品介绍: 产品描述: **Digitonin**是从洋地黄中提取的糖苷, 可通过与胆固醇分子结合来增加细胞膜的通透性, 并能抑制肿瘤生长。

用途: 利用沉淀反应测定血浆、胆汁核组织的胆甾醇。也用作较高级醇类核酚类、硫酚类的试剂。