
Dimethyl-bisphenol A, HIF1A inhibitor

产品编号: D50484

CAS: 1568-83-8

分子式: $C_{17}H_{20}O_2$

纯度: $\geq 99\%$

外观: 白色或灰白色结晶性粉末

溶解性: Soluble in ethanol to 75 mM and in DMSO to 100 mM

保存条件: -20°C 储存, 干燥.

产品介绍: 二甲基双酚A(DMBPA)是一种有效的HIF-1 α 抑制剂。二甲基双酚A可降低Vegfa mRNA的表达。