
Echinomycin, HIF1A inhibitor

产品编号: D50485

CAS: 512-64-1

分子式: $C_{51}H_{64}N_{12}O_{12}S_2$

纯度: $\geq 98\%$

溶解性: Soluble in DMSO to 5 mM

敏感性: 对光和湿度敏感

保存条件: -20°C 储存, 干燥.

产品介绍: Echinomycin (Quinomycin A) 是一种有效的, 细胞渗透性的低氧诱导因子-1 (HIF-1) DNA 结合活性的小分子抑制剂。Echinomycin 选择性抑制癌症干细胞, 其 IC_{50} 值为 29.4 pM。