
0.5M MES缓冲液 (pH6.0)

0.5M MES buffer, pH6.0

产品编号: C1071

保存条件: 2-8℃保存, 有效期12个月。

产品介绍: 2-(N-吗啉)乙磺酸简称MES, 分子式为C₆H₁₃NO₄S, 相对分子量为195.24, CAS号为 4432-31-9。MES常用作生物缓冲液, 在25℃下pKa为6.15, 有效缓冲范围在pH5.5~6.7之间, 常用pH值为5.5、6.0、6.5。

本试剂浓度为0.5mol/L, pH6.0。

本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断。