

胰蛋白酶-EDTA (0.25%), 含酚红 (Gibco™) Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red (Gibco™)

产品编号: 25200072

保存条件: 保存于-5°C 至 -20°C。

产品介绍: 这种液体胰蛋白酶配方内含 EDTA 和酚红。Gibco 胰蛋白酶-EDTA 由胰蛋白酶粉 (来自猪胰腺的蛋白酶辐照混合物) 制成。鉴于其消化强度, 胰蛋白酶被广泛用于细胞解离、常规细胞培养传代以及初生组织解离。解离所需的胰蛋白酶浓度因细胞类型和实验要求而异。

这种胰蛋白酶溶液的改良方式如下:

包含: EDTA、酚红

质量检测

Gibco 胰蛋白酶溶液经过 pH、渗透压、无菌性和性能测试。此外, 在生产之前, 原材料均经过电子束辐照验证和内毒素、PPV、PCV 1/2、支原体、细菌、真菌和病毒污染检测, 还进行了多种活性测定、灰含量分析和水含量分析。

产品规格参数

螯合剂	EDTA
细胞类型	哺乳动物细胞
分类	动物来源
浓度	1 X
形式	液体
产品类型	细胞培养解离试剂
有效期	24 个月
无菌	无菌过滤
加有添加剂	酚红, EDTA
环保功能	绿色可持续包装
渗透压	270 - 320 mOsm/kg
pH	7.1 - 8
产品线	Gibco™
数量	500 mL
保存条件	-5°C 至 -20°C
运输条件	湿冰
来源	动物来源
经过测试	体外生物测定

