

胰蛋白酶 (0.25%), 酚红 (Gibco™) Trypsin (0.25%), phenol red (Gibco™)

产品编号: 15050057

保存条件: 保存于-5°C 至 -20°C。

产品介绍: Gibco™ 胰蛋白酶溶液由胰蛋白酶粉（来自猪胰腺的经辐照蛋白酶混合物）制成。鉴于其消化强度，其在常规细胞培养传代和初生组织解离中被广泛用于细胞解离。

该胰蛋白酶经过如下改良:

包含: 酚红

不含: EDTA

质量检测

Gibco™ 胰蛋白酶溶液经过 pH 值、渗透压、无菌性和性能检测。此外，在生产之前，原材料均经过电子束辐照验证和内毒素、PPV、PCV 1/2、支原体、细菌、真菌和病毒污染检测，还进行了多种活性测定、灰分分析和水分分析。

产品规格参数

螯合剂	无EDTA
细胞类型	哺乳动物细胞
分类	动物来源
浓度	1 X
形式	液体
产品类型	细胞培养解离试剂
有效期	24 个月
无菌	无菌过滤
加有添加剂	酚红
环保功能	绿色可持续包装
渗透压	280 - 310 mOsm/kg
产品线	Gibco™
数量	500 mL
运输条件	-5°C 至 -20°C
运输条件	湿冰
来源	动物来源
经过测试	体外生物测定