
酶标抗体稀释液 ELISA Antibody Dilution Buffer

产品编号: C4105

保存条件: 2-8℃保存.

产品介绍: 酶标抗体稀释液(ELISA Antibody Dilution Buffer)适用于ELISA实验中HRP、AP标记抗体的稀释。稀释液中添加了抗体保护剂和酶稳定剂等成分,有效增加了稀释后HRP/AP标记抗体的稳定性。用此稀释液稀释后的HRP/AP标记抗体可在2-8℃稳定保存至少六个月。