
Testosterone

Catalog Number: bs-25802P

Storage: 2-8℃避光保存。

Background: CAS: 58-22-0

分子式: C₁₉H₂₈O₂

分子量: 288.42

MDL: MFCD00003654

溶解性: 溶于乙醇、乙醚和有机溶剂, 不溶于水。

外观: 白色或略带乳白色结晶性固体, 无气味。

用途: 【用途一】生化研究; 天然雄性激素, 控制男性性器官和男性副性征的发育和生长。 【用途二】用于无睾症的替代治疗、男性更年期综合症、阳痿等。