
磁珠法高通量质粒提取试剂盒 MagBeadsHighThroughputPlasmid Extraction Kit

产品编号: C6309

保存条件: 磁珠悬液2-8℃保存, RNaseA于-20℃以下保存, 其余试剂常温保存, 有效期一年.

产品介绍: 检测原理: DNA在高盐条件下结合于硅基包被的Magbeads表面, 经过多次清洗, 去除杂蛋白等, 低盐条件下洗脱, 得到高纯度的DNA。

用途: 该产品适用于质粒DNA的提取, 后续可用于各种分子学实验, 如测序, 酶切, 连接, 转化和文库筛选等。