
磁珠法通用型琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 MagBeadsUniversal Gel DNAExtraction Kit

产品编号: C6311

保存条件: 室温储存, 有效期为12个月

产品介绍: 检测原理: DNA在特定条件下结合于Magbeads表面, 经过多次清洗, 有效去除凝胶、蛋白质等杂质, 低盐 条件下洗脱, 得到高纯度的DNA产物。

用途: 该产品适用于琼脂糖凝胶中DNA的回收, 可简单、高效的回收琼脂糖凝胶中大于100bp的DNA 片段, 经该试剂盒纯化得到的DNA可直接用于测序、PCR模版、酶切等下游分子实验。