
Pyrazinamide-BSA

Catalog Number: bs-24670PB

AA Seq: Coupling protein

Tags: N/A

Activity: No

Endotoxin: Not analyzed

Form: Liquid

Storage: 0.01M PBS(pH7.4).

Stored at -70°C or -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.

Background: 吡嗪酰胺，分子式为C₅H₅N₃O，是一种治疗结核病的药物，有抗菌杀菌的功效，在pH值为5~5.5的条件下，抗菌活性最强。

CAS号: 98-96-4

分子式: C₅H₅N₃O

分子量: 123.11

外观与性状: 白色或类白色结晶性粉末

密度: 1.301g/cm³

溶解性: 易溶于水, 15 mg/mL

用途: 用作为抗结核病药