
Isoniazid-KLH

Catalog Number: bs-24669PK

AA Seq: Coupling protein

Tags: N/A

Activity: No

Endotoxin: Not analyzed

Form: Liquid

Storage: 0.01M PBS(pH7.4).

Stored at -70°C or -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.

Background: 异烟肼 (Isonicotinic acid hydrazide) , 又称4-吡啶甲酰肼、雷米封 (Rimifon) , 是异烟酸的酰肼。

CAS: 54-85-3

MF: C₆H₇N₃O

分子式: C₆H₇N₃O

分子量: 137.14

外观/性状: 无色结晶或白色结晶性粉末

溶解性: 易溶于水, 微溶于乙醇, 几乎不溶于苯和乙醚。

应用: 生化研究、各型肺结核制药