
[Glu1]-Fibrinopeptide B peptide

Catalog Number: Y-0493

Concentration: 1mg/ml

AA Seq: EGVNDNEEGFFSAR

Detected MW: 1570.6 Da

Purification: HPLC

Storage: Store at -20°C.

Background: [Glu1]-Fibrinopeptide B 衍生自纤维蛋白肽B氨基酸残基1-14。人纤维蛋白肽B (hFpB) 是来自纤维蛋白原B β 链的凝血酶衍生的蛋白水解裂解产物，可用于刺激中性粒细胞 (PMN)，单核细胞和成纤维细胞。