
Recombinant protein G / Gold

Catalog Number: bsGA-0361P

Concentration: >0.4 mg/ml

Form: Liquid

Storage: 20 mM TBS (pH=8.0) with 1% BSA and 0.02% Proclin300.

Store at 2-8°C for 3-6 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.

Background: 我公司可根据您科研的需求提供各种标记服务，标记各种符合标记条件的蛋白及抗体，质量保证，用时短，价格合理。

胶体金标记抗体产品-为制备不同粒度（nm）胶体金粒子，表上高效价高纯度的抗体(IgG)制成。可广泛用于免疫组化、免疫病理、微生物超微结构及免疫印记等方面的电镜、光镜及膜染色观察，以及使用基因探针的测定。

由于胶体金标记抗体的特殊性（防止离子间的聚集），将采用现用现标记，标记时间为2天，最小标记量2ml。

期效：4°C保存2周

包装：将2ml分成0.5ml/支，共4等份；每ml含有0.4mg抗体，4mgBSA左右。

效价：免疫组化及免疫病理 1：50-100

免疫印记 1：100以上

基因探针检验 1：50左右