
Fast Blue RR salt

产品编号: D10076

CAS: 14726-29-5

保存条件: Store at -20°C. Protect from light.

产品介绍: CAS号: 14726-29-5

分子式: $C_{30}H_{28}Cl_2N_6O_6 \cdot ZnCl_2$

分子量: 775.77

MDL: MFCD00074762

外观/性状: 卡其色粉末

溶解性: Soluble in water (1 mg/ml)

用途: 固蓝RR是偶氮偶联系统的一部分, 是水解酶染色所必需的。在萘酚的存在下, 它导致在酶活性部位形成不溶性的有色沉淀物。固蓝RR盐用于细胞碱性磷酸酶活性的染色。组织化学研究试验用试剂。