
5-Sulfosalicylic acid dihydrate

产品编号: D10082

CAS: 5965-83-3

保存条件: Store at RT. Protect from light.

产品介绍: 级别: AR

CAS号: 5965-83-3

分子式: $C_7H_6O_6S \cdot 2H_2O$

分子量: 254.21

MDL: MFCD00078453

纯度: 98%

外观/性状: 白色结晶或结晶性粉末, 遇微量铁时即变粉红色结晶体, 高温时分解为酚和水杨酸。

溶解性: 能溶于乙醚, 易溶于水和乙醇。10 mg/mL in water

敏感性: 对光敏感

用途: 脑脊液检验, 测定尿中蛋白, 比色分析测定高铁离子、测定铝、铍、钙、铬、铜、铁、铅、镁等金属络合剂、分析稀土金属铟, 测定钢铁原材料、铁矿石、煤焦等。电泳级用于PAGE, SDS-PAGE 和 IEF电泳中的蛋白的固定液。一般为12%三氯乙酸溶液。