

---

## DL-Alanine

产品编号: D20004

CAS: 302-72-7

保存条件: Store at RT. Protect from light.

产品介绍: CAS: 302-72-7

分子式: C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub>

分子量: 89.09

MDL: MFCD00064408

级别: BR

纯度: ≥98%

性状: 白色结晶。

敏感性: 对光敏感。

熔点: 289 °C (dec.)(lit.)

沸点: 212.9±23.0 °C(Predicted)

溶解性: 溶于水。

用途: 氨基酸的一种, 用于生化研究, 医药上用作诊断剂, 用于肝功能检测中测定谷丙转氨酶活力。用作食品调味剂、营养增补剂、微生物B6中间体、饲料添加剂等。药物合成中间体及其它有机合成原料。