

---

## 亚历山大染色液 Alexander's dye

产品编号: S0259

保存条件: 室温避光保存, 有效期12个月。

产品介绍: 亚历山大染色液 (Alexander stain) 是一种植物花粉类染料, 常用于细胞核染色, 对于植物花粉, 染色后会称紫红色。Alexander stain主要由孔雀绿、酸性品红、苯酚等组成, pH呈酸性, 是很好的植物花粉粒的染色剂。

自备材料:

1. 显微镜
2. 载玻片、盖玻片

使用方法:

1. 取新鲜花朵, 小心去除花瓣和雌蕊。
2. 将花粉物质置于载玻片, 滴加 2-3 滴 Alexander Stain。
3. 充分混合, 立即盖上盖玻片染色 5-10h。
4. 吸去多余液体, 显微镜下观察。

注意事项:

1. 染完色后, 应立即显微镜下观察。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。