
DL-Arginine HCl

产品编号: D20009

CAS: 32042-43-6

保存条件: Store at RT. In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 32042-43-6

分子式: $C_6H_{14}N_4O_2 \cdot HCl$

分子量: 210.66

MDL: MFCD00064549

纯度: $\geq 99\%$ (HPLC)

熔点: 128-130°C

外观/性状: 白色结晶状粉末

溶解性: 易溶于水, 水溶液呈酸性。极微溶于乙醇, 不溶于醚。无气味。

描述: 该品为氨基酸类药物。用于生化研究。