
L-Arginine L-glutamate

产品编号: D20010

CAS: 4320-30-3

保存条件: Store at -20°C. In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 4320-30-3

分子式: $C_{11}H_{23}N_5O_6$

分子量: 321.33

MDL: MFCD00035566

纯度: $\geq 99\%$ (HPLC)

熔点: 128-130°C

外观/性状: 白色粉末

敏感性: 易吸潮

描述: L-精氨酸L-谷氨酸盐用作氨基酸营养食品添加物, 用于治疗失眠、记忆力衰退和疲劳等症。