
DL-Aspartic acid

产品编号: D20013

CAS: 617-45-8

保存条件: Store at RT. In solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 617-45-8

分子式: $C_4H_7NO_4$

分子量: 133.1

MDL: MFCD00063083

级别: BR

纯度: $\geq 99\%$

熔点: 300°C

敏感性: 易吸潮。

性状: 白色结晶。

溶解性: 能溶于酸、碱盐溶液中, 溶于水, 不溶于醇和醚。

用途: 生化及医学临床研究, 微生物培养基。