
L-Methionin

产品编号: D20035

CAS: 63-68-3

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 63-68-3

分子式: C₅H₁₁NO₂S

分子量: 149.213

MDL: MFCD00063097

级别: BR

纯度: 99%

熔点: 283°C

比旋光度: -14.9 (H₂O), +34.6 (5M HCl)

性状: 白色结晶

敏感性: 对光敏感

溶解性: 溶于水、无机酸和热稀乙醇, 水中溶解度: 53.7 G/L (20°C); 不溶于无水乙醇、乙醚、苯、丙酮和石油醚。

描述: L-甲硫氨酸 (L-Methionine) 是 Methionine 的 L-异构体, Methionine 是一种必需氨基酸。Methionine 是一种强肝解毒剂, 作为肝脏保护剂。