
L-Selenomethionine

产品编号: D20044

CAS: 3211-76-5

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 3211-76-5

分子式: $C_5H_{11}NO_2Se$

分子量: 196.11

MDL: MFCD00037210

级别: BR

纯度: $\geq 98\%$

敏感性: 热和湿度敏感。

性状: 白色到灰白色固体。

溶解性: 溶于水。

用途: 可以用于蛋白质的结构分析。L-硒代蛋氨酸 (L-SelenoMethionine) 是一种重要的天然食品形态硒, 是重要的有机硒源之一。