
S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate

产品编号: D20045

CAS: 97540-22-2

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 97540-22-2

分子式: $C_{15}H_{22}N_6O_5S_2(H_2SO_4).C_7H_8SO_3$

分子量: 766.79

MDL: MFCD01674068

纯度: $\geq 98\%$

用途: S-腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸硫酸盐 (S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate) 是在所有哺乳动物细胞中合成的主要生物甲基供体, 但在肝脏中含量最高。