
o-Phenanthroline

产品编号: D50406

CAS: 66-71-7

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 66-71-7

分子式: C₁₂H₈N₂

分子量: 180.21

MDL: MFCD00011678

级别: AR

纯度: ≥98%

熔点: 117-120℃

外观: 白色结晶性粉末

溶解性: 溶于乙醇和丙酮, 不溶于乙醚

敏感性: 易吸潮

用途: 氧化还原指示剂。亚铁试剂、生化研究铂的萃取。重量法测定钯、掩蔽剂。比色测定二价铁、铂、钯等。