
Fisetin

产品编号: D50546

CAS: 528-48-3

保存条件: Store at -20°C for 3 year (Powder) ; In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks,
at -20°C for six months.

产品介绍: CAS号: 528-48-3

分子式: C₁₅H₁₀O₆

分子量: 286.23

MDL: MFCD00006829

纯度: ≥98%

外观/性状: 黄色针状结晶

沸点: 599.4°C at 760mmHg

溶解性: 溶于乙醇、丙酮和醋酸。几乎不溶于水、乙醚、苯、氯仿及石油醚。

作用靶点: Sirtuin; PPAR; TNF Receptor;

作用通路: Cell Cycle/DNA Damage; Epigenetics; Apoptosis;

描述: 漆黄素(Fisetin)是一种在许多水果和蔬菜中发现的天然黄酮醇,具有多种益处,如抗氧化,抗癌,神经保护作用。