
APS-5

产品编号: D10501

CAS: 193884-53-6

保存条件: Store at 2-8°C. Protect from light. Keep dry.

产品介绍: CAS号: 193884-53-6

分子式: $C_{21}H_{15}ClNO_4PSNa_2$

分子量: 489.82

MDL: MFCD29035194

纯度: $\geq 99\%$ (HPLC)

外观/性状: 白色粉末状物质

用途: 该试剂为碱性磷酸酶化学发光底物。碱性磷酸酶超敏化学发光底物。APS-5主要用于化学发光底物的核心试剂。