
Sodium tungstate dihydrate

产品编号: D10066

CAS: 10213-10-2

保存条件: Store at RT.

产品介绍: 级别: AR

CAS号: 10213-10-2

分子式: $\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

分子量: 329.85

MDL: MFCD00149190

纯度: 99.5%

外观/性状: 白色结晶

溶解性: 能溶于水, 不溶于醇, 微溶于氨。

敏感性: 易吸潮

用途: 主要用于金属钨、钨酸及钨酸盐的制造以及染料、颜料、油墨、电镀等方面。也用于织物和纤维素的防火剂, 催化剂等。电镀级和催化剂等用途。

介绍: 溶于水呈微碱性, 在干燥空气中风化, 100℃时失去结晶水, 变成无水物, 遇酸则分解为溶于水的钨酸。