
Cupric acetate

产品编号: D10695

CAS: 142-71-2

保存条件: Store at RT. Inert atmosphere.

产品介绍: **基本信息:**

CAS: 142-71-2

分子式: $C_4H_6CuO_4$

分子量: 181.63

MDL: MFCD00008690

纯度: 99%

熔点: 115°C

沸点: 117.1°C at 760 mmHg

外观: 绿色结晶

敏感性: 易吸潮

溶解性: 溶于水和乙醇, 微溶于乙醚和甘油。

用途/描述: 用作分析试剂, 色谱分析试剂。还用作有机合成催化剂、陶瓷着色及农药等。