

---

## Methylene Blue trihydrate

产品编号: D10191

CAS: 7220-79-3

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS号: 7220-79-3

分子式:  $C_{16}H_{18}ClN_3S \cdot 3H_2O$

分子量: 373.9

MDL: MFCD00012111

外观: 棕红色结晶

溶解性: 溶于水、乙醇。

敏感性: 易吸潮

用途: 细菌染色剂。血清蛋白生化检验时配混合指示剂。配制脱落细胞检验染色液。制备碱性美蓝染色液。氧化还原指示剂。测定汞、锡。还原滴定剂。