
Methyl Red

产品编号: D10157

CAS: 493-52-7

保存条件: Store at RT. Protect from light.

产品介绍: 级别: BR, 70%

CAS号: 493-52-7

分子式: $C_{15}H_{15}N_3O_2$

分子量: 269.3

MDL: MFCD00002425

纯度: 70%

外观: 棕色粉末

溶解性: 几乎不溶于水, 溶于乙醇, 甲醇。

敏感性: 易吸潮

用途: 原生动体活体染色, 酸碱指示剂 (pH 4.4 to 6.2), 临床血清蛋白生化检验。pH变色范围4.4(红)-6.2(黄)。