
Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液(1×, 1L粉剂) Tris-Glycine Running Buffer(1×, Powder)

产品编号: C5310

保存条件: Store at RT.

产品介绍: 简介

Tris-甘氨酸电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验 (SDS-PAGE) 中的缓冲试剂。

本产品为配制1L Tris-甘氨酸电泳缓冲液的粉剂, 使用前加1L蒸馏水或去离子水溶解即可, 溶解后各组分浓度为25mM Tris, 250mM Glycine, 0.1% (W/V) SDS

注意事项:

1. 试剂溶解后尽快使用, 如有剩余应密封后2-8℃保存, 防止污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。

PRODUCT SPECIFIC PUBLICATIONS

[IF=1.9] Mengying Zhang. et al. Self-assembled redox-responsive BRD4 siRNA nanoparticles: formulation and its in vitro delivery in gastric cancer cells. journal of chemotherapy. 2025 Feb; 37(1):45-59. Western blot ; Human . 38291982