
Tannase

产品编号: D13075

CAS: 9025-71-2

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: CAS号: 9025-71-2

MDL: MFCD00212735

酶活: ≥ 200 U/g

外观/性状: 白色粉末。

来源: 由曲霉属等微生物发酵生产

活性单位: 活力定义: 1 U corresponds to the amount of enzyme which changes the absorbance at 310 nm by 1.0 per minute at pH 4.7 and 30°C (tannic acid as substrate, final volume 3 ml)。溶解性: 溶于水

概述: 单宁酶催化单宁酸水解生成没食子酸和葡萄糖。

用途: 生物研究。