
1.5ml×16 磁力架

1.5ml×16 Magnetic frame

产品编号: HC0023

保存条件: 室温保存.

产品介绍: **产品简介:**

博奥森生物 (Bioss) 自主研发的磁力架 (生物磁珠分离架) 为全包裹磁铁防止磁铁裸露生锈的亚克力材质、耐用、美观、质量可靠。磁力架用于分子生物学及免疫学的磁珠分离实验, 磁力架与各种免疫磁珠配合使用时, 可实现任何与免疫磁珠结合的目标物的分离。由于这种强力磁力架产品可快速将您的免疫磁珠结合样本吸附至试管壁, 便于吸液, 因此可实现目标物快速分离。这个磁力架可使您的分离实验更简单、更高效。在核酸提取、纯化、抗体及蛋白的分离与纯化、免疫共沉淀等实验中得到广泛应用, 是磁珠分离实验不可或缺的实验工具和有力助手。

产品种类 (规格):

不同规格的磁力架可以满足各种规模的实验体系, 种类齐全, 可任意选择。

HC0021 1.5ml×4 磁力架

HC0022 1.5ml×8 磁力架

HC0023 1.5ml×16 磁力架

HC0024 15ml×4 磁力架

HC0025 50ml×4 磁力架

HC0026 96 孔PCR板磁力架

HC0027 96 孔细胞培养板磁力架

HC0028 0.2ml×16 磁力架

产品图片



HC0023

PRODUCT SPECIFIC PUBLICATIONS

[IF=17.1] Fanchu Zeng. et al. Tumor Microenvironment Activated Photoacoustic-Fluorescence Bimodal Nanoprobe for Precise Chemo-immunotherapy and Immune Response Tracing of Glioblastoma. ACS NANO. 2023;XXXX(XXX):XXX-XXX Other ; . 37812513