
Ac-WEHD-pNA

产品编号: C07-01009

CAS: N/A

保存条件: Store at -20 °C for one year.

产品介绍: 纯度: 98% (HPLC), Peptide content: 70-90%

分子式: C₃₄H₃₇N₉O₁₁

分子量: 747.7

序列: Ac-WEHD-p-Nitroanilide

来源: 合成

外观/性状: Lyophilized Yellow Powder

溶解性: Soluble in DMSO

敏感性: 对光敏感

简介: Chromogenic substrate for caspase-1, -4 and -5. Most potent for caspase-1. ; max of pNA 400nm.