
Tyrphostin 23

产品编号: D50457

CAS: 118409-57-7

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: CAS: 118409-57-7

分子式: C₁₀H₆N₂O₂

分子量: 186.17

MDL: MFCD00133899

纯度: ≥99.5%

熔点: 225°C

沸点: ~421.15°C at 760 mmHg

外观: 黄色至绿色粉末

溶解性: 溶于DMSO

作用靶点: EGFR;

作用通路: JAK/STAT Signaling; Protein Tyrosine Kinase/RTK;

用途: Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) 是 EGFR 的抑制剂, IC₅₀ 值为35 μM。