
Empagliflozin

产品编号: D10249

CAS: 864070-44-0

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: 纯度: ≥98%

CAS号: 864070-44-0

分子式: C₂₃H₂₇ClO₇

分子量: 450.91

外观/性状: 白色结晶性粉末

溶解性: DMSO 90 mg/mL Water <1 mg/mL Ethanol <1 mg/mL

敏感性: 对光和空气敏感

简介: Empagliflozin (BI 10773)是一种有效的, 选择性SGLT-2抑制剂, IC₅₀为3.1 nM, 比作用于SGLT-1, 4, 5和6选择性高300倍以上。